

Мини-каталог

Гигиена



Адгезивы



Цементы



Композиты



Аксессуары



Гигиена и профилактика

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
Cleanic® ягодный вкус	Пасты для профессиональной чистки и полировки зубов	<ul style="list-style-type: none">• Одна паста для чистки и полировки с изменяемой абразивностью.• Высокая чистящая и полирующая способность – снижение скорости появления нового налета.• Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным аппаратом (PROPHYflex® или AirFlow®).• Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности (RDA=27).• Низкая стоимость процедуры чистки и 1 грамма пасты. Экономичность использования благодаря упаковке в виде тубы (100 г).• Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия 0,10% (в тубах и унидозах) либо фторида кальция 0,15% (в картриджах).• Различные формы выпуска – в тубах, в картриджах и унидозах.• Новый насыщенный ягодный вкус для детского приема.	3186 Cleanic® Berry Burst (100 г)
 NEW!			
Cleanic® яблочный вкус		<ul style="list-style-type: none">• Все преимущества паст Cleanic.• Сочный яблочный вкус для детского приема.• Отличное решение для детского приема.• Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия.• Возможность использования при повреждениях слизистой, благодаря отсутствию ментола.	3182 Cleanic® Green Apple (100 г)
			
Cleanic® мятный вкус		<ul style="list-style-type: none">• Все преимущества паст Cleanic.• Классический освежающий мятный вкус.• Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия.	3180 Cleanic® Mint (100 г)
			
Cleanic® мятный вкус без фтора		<ul style="list-style-type: none">• Все преимущества паст Cleanic.• Классический освежающий мятный вкус.• Успешное проведение общей профилактической чистки перед реставрацией и фиксацией брекет-систем (не содержит фторид натрия).• Возможность использования перед процедурой отбеливания (фторид не будет снижать отбеливающий эффект).• Идеальное решение для пациентов, страдающих флюорозом.	3183 Cleanic® Mint Fluoride-Free (100 г)
			
Cleanic® лайт		<ul style="list-style-type: none">• Все преимущества паст Cleanic.• Отличное решение для пациентов с аллергией и беременных.• Без красителей и без запаха.• Без вкусовых добавок.• Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия.• Возможность использования при повреждениях слизистой, благодаря отсутствию ментола.	3184 Cleanic® Light (100 г)
			

Гигиена и профилактика

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
CleanPolish и SuperPolish	Пасты для профессиональной чистки и полировки зубов и реставраций	<ul style="list-style-type: none"> • Двухшаговая система паст для профилактической чистки. • Успешное применение для полировки реставраций. • Более абразивная паста для чистки (по сравнению с пастой Cleanic®). • Возможность использования для проведения чистки перед реставрацией (без снижения адгезии благодаря отсутствию фторидов). 	360 CleanPolish без фтора (50 г)
			361 SuperPolish без фтора (45 г)
OptiView™	Ретракторы для губ и щек	<ul style="list-style-type: none"> • Хорошая ретракция губ и щек и улучшенный доступ к операционному полю. • Широкий спектр применения: при фронтальных реставрациях, при отбеливании, ортодонтическом, хирургическом и ортопедическом лечении. • Многократное использование благодаря возможности автоклавирования. • Комфорт для пациента как за счет прорезей для уздечек верхней и нижней губ, так и мягких подушечек, которые не дают на переходную складку. • Доступность в 2 размерах: стандартный и малый. • Идеальное решение для длительных процедур. 	5500 OptiView™ Стандартный размер, (2 шт.)
			5502 OptiView™ Малый размер, (2 шт.)
Pro-Cup®	Чашечки для чистки и полировки зубов	<ul style="list-style-type: none"> • Щадящая чистка в области десневого края и межзубных промежутков без травмирования мягких тканей. • Идеальное решение для удаления налета (в том числе налета Пристли у детей). • Минимизация разбрызгивания чистящих и полировочных паст. • Успешное применение на детском приеме. • Отсутствие латекса. • Защита роторного наконечника от загрязнения и попадания пасты. 	990/30 Pro-Cup® Latch-type Мягкие голубые, (30 шт.)
			
Hawe Miniature	Щетки для чистки и полировки зубов	<ul style="list-style-type: none"> • Самые миниатюрные щетки для чистки и полировки. • Высокое качество и исполнение. • Многолетний опыт успешного применения. • Одноразовое применение. Нет риска перекрестного заражения. 	Hawe Miniature Из нейлоновой щетины 835 RA – 10 шт. 835/100 – 100 шт. 835/1000 – 1000 шт.
			Из натуральной щетины 831 RA – 10 шт. 831/100 – 100 шт. 831/1000 – 1000 шт.

Адгезивы

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
OptiBond™ FL 	Адгезив тотального протравливания IV	<ul style="list-style-type: none"> Высокие показатели адгезии, проверенные временем. Адгезив признан «золотым стандартом». Высокая наполненность (48 %) и прочный адгезивный слой, выполняющий также функцию суперадаптивного слоя. Эффективное нанесение: один слой праймера, один слой адгезива, одно засвечивание. 	26684 E OptiBond™ FL 1 бутылочка праймера (8 мл), 1 бутылочка адгезива (8 мл), 1 шприц протравливающего геля (3 г)
OptiBond™ Solo Plus 	Адгезив тотального протравливания V	<ul style="list-style-type: none"> Высокие показатели адгезии (в том числе при не прямых реставрациях). Экономичность использования благодаря нанесению в 1 слой. Надежная защита от микроподтеканий. Прочная адгезивная пленка благодаря наполнителю (15%). 	29692 OptiBond™ Solo Plus 1 бутылочка адгезива (5 мл) 60561 OptiBond™ Solo Plus 1 бутылочка адгезива (3 мл)
OptiBond™ XTR 	Самопротравливающий адгезив VI	<ul style="list-style-type: none"> Универсальность применения для прямых и не прямых реставраций (минимальная толщина адгезивной пленки – 5 микрон). Совместимость с композитными цементами двойного и химического отверждения. Снижение риска возникновения постоперационной чувствительности. 	35122 OptiBond™ XTR 1 бутылочка праймера (5 мл), 1 бутылочка адгезива (5 мл)
OptiBond™ All-In-One 	Самопротравливающий адгезив VII	<ul style="list-style-type: none"> Упрощение процедуры адгезии и снижение риска нарушения адгезивного протокола. Отсутствие постоперационной чувствительности. Один из наиболее доступных адгезивов VII поколения. 	33381 E OptiBond™ All-In-One 1 бутылочка адгезива (5 мл), 3 унидозы (по 0,18 мл)
Gel Etchant 	Протравливающий гель	<ul style="list-style-type: none"> Хорошая визуализация благодаря яркому цвету. Удобство нанесения благодаря гелевой консистенции. Легкость смывания. 	31297 Gel Etchant 3 шприца (по 3 г) 34632 Gel Etchant Экономичная упаковка 1 шприц (30 г)

Текучие композитные материалы

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
Premise™ Flowable 	Наногибридный текущий композит	<ul style="list-style-type: none"> Идеальное решение для реставрации небольших полостей I, III и V классов, а также некариозных дефектов в пришеечной области (клиновидный дефект, эрозия эмали), а также в качестве лайнерной прокладки для полостей II класса. Высокая прочность. Высокая полируемость. Низкая текучесть материала и его легкий контроль. Возможность использования в качестве герметика для ямок и фиссур зубов, для восстановления дефектов эмали, починки керамических реставраций. Великолепная эстетика благодаря эффекту «хамелеона». Превосходная полируемость и долговечность эстетического результата. 	33371 Premise™ Flowable Assorted Kit 4 шприца (по 1,7 г): эмаль A1, A2, A3, B1 Premise™ Flowable 4 шприца (по 1,7 г): 33373 – эмаль A2 33374 – эмаль A3
Vertise™ Flow 	Самопротравливающий самоадгезивный текущий композит	<ul style="list-style-type: none"> Самоадгезивный текущий композит, разработанный с использованием технологии OptiBond™. Экономия времени за счет выполнения протравки, бондинга и нанесения текущего композита за один шаг. Максимально простая процедура. Снижение постоперационной чувствительности. Возможность применения для реставрации керамики. Применение на детском приеме для герметизации фиссур. 	34398 Vertise™ Flow Test-Me Kit Эмаль A2 (2 г) 34399 Vertise™ Flow Assorted Kit 4 шприца (по 2 г): эмаль A2, A3, A3.5, универсальный дентин Vertise™ Flow 2 шприца (по 2 г): 34402 – эмаль A2 34403 – эмаль A3
Revolution™ Formula 	Микрогибридный текущий композит	<ul style="list-style-type: none"> Успешное применение в качестве лайнера под универсальный композит. Качественная адаптация к стенкам полости. Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов. Широкий выбор оттенков. Цветовая стабильность. Качественная полимеризация на дне проксимальной поверхности по II классу. 	29514 Revolution™ Formula 2 Intro Kit 4 шприца (по 1 г): A2, B3, C3 и универсальный дентин Revolution™ Formula 2 4 шприца (по 1 г): 29494 – эмаль A2 29495 – эмаль A3

Универсальные композитные материалы

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
Premise™ 	Композитный материал премиум-класса	<ul style="list-style-type: none"> • Превосходная и долговечная эстетика. • Высокая цветовая стабильность и широкий выбор из 30 оттенков: 18 эмалевых, 8 дентинных, 4 прозрачных. Полное соответствие оттенкам VITA®. • Отличная полируемость и устойчивый блеск. • Высокие механические свойства, как у естественной эмали. • Низкий риск микроподтекания и окрашивания по краю реставрации. • Низкая полимеризационная усадка (1,6%) благодаря высокой наполненности (84%). • Оптимальные рабочие свойства, сохранение формы при моделировании. 	Premise™ 35457 Standard Kit 8 шприцев (по 4 г) 35372 Mini Kit 3 шприца (по 4 г) 1 шприц (4 г): 32713 – эмаль А2 32714 – эмаль А3 32731 – дентин А3 32713 – эмаль А2 32714 – эмаль А3 32730 – дентин А2 32731 – дентин А3 32740 – прозрачный
Herculite® XRV Ultra™ 	Наногибридный универсальный композит	<ul style="list-style-type: none"> • Оптимальная моделируемость. • Универсальный композитный материал для всех клинических ситуаций. • Высокая механическая прочность. • Привычная цветовая гамма по шкале Vita®. • Высокоэстетичные результаты. • Отличная полируемость и устойчивый блеск. • Отсутствие прилипания к инструментам. 	Herculite® XRV Ultra™ 33856 Standard Kit 10 шприцев (по 4 г) 33860 Mini Kit 3 шприца (по 4 г) 1 шприц (4 г): 34003 – эмаль А2 34004 – эмаль А3 34019 – дентин А2 34020 – дентин А3
Моделировочная смола Kerr 	Универсальная моделировочная жидкость	<ul style="list-style-type: none"> • Снижение риска возникновения «белой полосы». • Отсутствие прилипания к инструментам. • Отсутствие в составе растворителей (спирта, ацетона) и прекурсоров. • Большой объем бутылочки и экономичное использование. • Улучшение моделировочных свойств композита. • Совместимость со всеми композитами. 	800-503 Modeling Resin 1 бутылочка (10 мл)

NEW!

Универсальные композитные материалы

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
Point™ 4 	Микрогибридный универсальный композит	<ul style="list-style-type: none"> • Прекрасная полируемость. • Эффект хамелеона. • Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов. • Широкий выбор оттенков по шкале Vita®. • Оптимальное соотношение цена/качество. 	Point™ 4 Mini Kit 3 шприца (по 3 г): 62842 – эмаль А2, А3, дентин А2 62843 – эмаль А2, А3, дентин А3 1 шприц (4 г): 29877 – эмаль А2 29878 – эмаль А3 31360 – дентин А2 31361 – дентин А3

Herculite® XRV™ 	Микрогибридный универсальный композит	<ul style="list-style-type: none"> • Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов. • Широкий выбор оттенков по шкале Vita®. • Отсутствие прилипания к инструментам. • Оптимальное соотношение цена/качество. 	Herculite® XRV™ 30894 General Kit 14 шприцев (по 5 г), 2 шприца (по 2,5 г) Herculite® XRV™ Ultra™ 62811 Custom Kit 6 шприцев (по 5 г) 62830 Mini Kit 3 шприца (по 3 г) 1 шприц (5 г): 7722860 – эмаль А2 7722861 – эмаль А3 7722875 – дентин А2 7722876 – дентин А3
---	---------------------------------------	---	--

SonicFill™ 	Наногибридный универсальный композит для заполнения полости до 5 мм одной порцией	<ul style="list-style-type: none"> • Экономия времени: от начала внесения композита до полировки – около 3 минут. • Полимеризация одной порции композита в 5 мм. • Отсутствие необходимости в лайнерной прокладке и перекрывании универсальным композитом. • Низкая полимеризационная усадка (1,6%). • Хорошее краевое прилегание и отсутствие пор. • Точное дозирование материала. 	1.007.7401 RU SonicFill™ Intro Kit SonicFill™ рефилы 20 унидоз (по 0,3 г): 35182 - A1 35183 - A2 35184 - A3 35330 - B1 1.007.7400 Наконечник SonicFill
--	---	---	--

Оттенки	Универсальные композиты					Текущие композиты				
	Premise	Herculite XRV Ultra	Herculite XRV	Point 4	SonicFill	Premise Flowable	Vertise Flow	Revolution Formula 2		
Форма упаковки	1 шприц				унидозы (20 шт.)	4 шприца	1 шприц	2 шприца	4 шприца	
Грамм	4 г	4 г	5 г	4 г	0,3 г	1,7 г	1,7 г	2 г	1 г	
Эмаль	A1	32712	34002	7722859	29876	35182	33372	33721	34401	29493
	A2	32713	34003	7722860	29877	35183	33373	33722	34402	29494
	A3	32714	34004	7722861	29878	35184	33374	33723	34403	29495
	A3,5	32715	34005	7722862	29879		33375	33724	34404	29496
	A4	32716	34006	7722863	29880					29497
	B1	32717	34007	7722864	29881	35330	33376	33725	34405	29498
	B2	32718	34008	7722865	29882		33385	33726	34406	29499
	B3	32719	34009	7722866	29883					29500
	B4	32720	34010	7722867	29884					
	C1	32721	34011	7722868	29885					29502
	C2	32722	34012	7722869	29886		33377	33727		29503
	C3	32723	34013	7722870	29887					29504
	C4	32724	34014	7722871	29888					29505
	D2	32725	34015	7722872	29889					29506
	D3	32726	34016	7722873	29890					29507
	D4	32727	34017	7722874	29891					
Дентин	A1		34018	7723391						
	A2	32730	34019	7722875	31360					
	A3	32731	34020	7722876	31361					
	A3,5	32732	34021	7722877	31362					
	A4	32733		7723390						
	B1	32734	34022	7722878	31364					
	B2	32735	34023	7722879	31365					
	B3			7723389						
	C1			7723387						
	C2	32736	34024	7722880						
	C3			7723386						
	D2	32737	34025	7722881						
	D3		34026	7723384						
	Универсальный дентин						33378	33728	34407	29512
	Белый дентин									29513
Розовый G2									29510	
Прозрачные оттенки	Режущий край нейтральный		34027							
	Режущий край светлый*			22882						29511
	Режущий край средний*			22883						
	Суперпрозрачный**	32741								
	Прозрачный светлый	32740								
	Прозрачный янтарный	32738								
	Прозрачный серый	32739								
	Прозрачный T1				29895				34409	
	Прозрачный T2				29896					
	Прозрачный T3				29897					
	Очень светлый XL		34001						34408	
	Очень светлый XL1	32728			29892		33379	33729		29509
Очень светлый XL2	32729			29893		33380	33730			

* Herculite® XRV™: 1 шприц 2,5 г

** Premise™: 1 шприц 3 г

Цементы и прокладочные материалы

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
Temp-Bond NE™ 	Временный цемент химического отверждения без эвгенола	<ul style="list-style-type: none"> • Многолетний опыт успешного использования. • Отсутствие снижения качества полимеризации композитных цементов для постоянной фиксации. • Возможность применения у пациентов с аллергией на эвгенол. 	61085 Temp-Bond NE™ База (50 г), катализатор (15 г)
Maxcem Elite™ 	Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент для постоянной фиксации	<ul style="list-style-type: none"> • Улучшенная формула цемента, обеспечивающая силу адгезии к тканям зуба, сравнимую с адгезивами тотального протравливания (по данным независимых исследований). • Простота применения – отсутствие процедуры протравливания и адгезии, а также ручного замешивания (исключение человеческого фактора). • Высокая цветовая стабильность. • Хорошая совместимость с ортопедическими конструкциями на основе оксида циркония, керамики на основе дисиликата лития. • Простота и удобство фиксации стекловолоконных штифтов в терапии (отсутствие необходимости протравливания корневого канала и нанесения адгезива на штифт). • Широкий выбор цветов (4 цвета). • Простота использования – легкое удаление излишков цемента, отсутствие необходимости хранения в холодильнике. 	34055 Maxcem Elite™ Standard Kit 5 шприцев (по 5 г) 34057 Maxcem Elite™ Mini Kit 1 шприц (5 г)
NX3 	Эстетический композитный цемент для постоянной фиксации двойного или светового отверждения с адгезивной техникой	<ul style="list-style-type: none"> • Превосходная цветовая стабильность. • Универсальность для всех видов ортопедических конструкций. • Получение массы с однородной консистенцией, предсказуемым временем отверждения и цветовой стабильностью благодаря насадкам для автоматического смешивания. • Совместимость с любыми адгезивами V и VII поколения. • Наличие пробных гелей в наборе. • Более простой протокол работы. • Возможность использования для восстановления культи. 	NX3 двойного отверждения 1 двойной шприц (5 г): 33643 – прозрачный 33644 – белый 33645 – желтый NX3 светоотверждаемый 1 шприц (1,8 г): 33648 – прозрачный
Life 	Прокладочный материал	<ul style="list-style-type: none"> • Непроницаемость для протравочного геля. • Легкость удаления излишков. 	60769 Life нормального отверждения (12 г)

Система изоляции рабочего поля

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
OptiDam™ 	Система коффердама	<ul style="list-style-type: none"> Самая простая в освоении и применении система коффердама. Отсутствие необходимости применения шаблона и перфоратора. Улучшенный доступ к рабочему полю. Анатомическая форма, снижение натяжения коффердама и комфорт пациента. Снижение риска аллергической реакции благодаря низкому содержанию протеинов и натуральному латексному составу, а также отсутствию обработки тальком. При случайном повреждении бором образуется небольшое отверстие, которое можно залить жидким коффердамом и работать дальше (другие системы приходится надевать заново). Минимальный риск разрывов благодаря прочности материала. Минимальный риск соскакивания кламеров благодаря меньшей силе давления на кламер, а также меньшей силе натяжения платка OptiDam™. 	5200 OptiDam™ Posterior Intro Kit (10 шт., рамка) 5201 OptiDam™ Posterior Дополнительный набор (30 шт.) 5203 OptiDam™ Anterior Intro Kit (10 шт., рамка) 5204 OptiDam™ Anterior Дополнительный набор (30 шт.)
SoftClamp™ 	Кламмер для фиксации коффердама	<ul style="list-style-type: none"> Возможность наложения клампа без анестезии, более безболезненная процедура. Предотвращение повреждения твердых тканей зуба и десны. Оптимальность для эндодонтического лечения с микроскопом благодаря отсутствию бликов. Отсутствие пластиковых аналогов (кламмеры других производителей металлические). Возможность автоклавирувания. 	5250 SoftClamp™ (5 шт.)
Fixafloss™ 	Нить для фиксации коффердама	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие аналогов – единственный флосс для фиксации с силиконовым стоппером. Мягкая фиксация коффердама во фронтальном отделе. Простота установки по сравнению с кордом. 	5260 Fixafloss™ (20 шт.)

Аксессуары для реставрации

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
SuperMat® 	Система для натяжения матриц	<ul style="list-style-type: none"> Быстрая и простая процедура наложения и снятия матриц. Уникальные тонкие кольцевые матрицы. Анатомические контуры матричного полотна, разработанные в соответствии со статистическими данными по форме зубов. Широкий выбор форм совместимых матриц: стальные, титановые и прозрачные, высотой 5 и 6,3 мм. Единая форма для моляров и премоляров. Отсутствие аналогов компактного матрицедержателя. 	2150 SuperMat® Assorted Kit Матрицы Adapt SuperCap, стальные, 50 шт: 2161 – 0,03 мм, высота 5 мм 2162 – 0,03 мм, высота 6,3 мм 2181 – 0,038 мм, высота 5 мм 2182 – 0,038 мм, высота 6,3 мм
CompoRoller™ 	Инструмент для моделирования композитных реставраций	<ul style="list-style-type: none"> Точный контроль над композитом при его внесении и контурировании. Создание тонких гомогенных слоев любого композита без образования воздушных пузырьков. Улучшение тиксотропных свойств композитов. Отсутствие прилипания композита благодаря специальному составу насадок. 7 видов насадок. Эргономичность и легкость рукоятки инструмента и снижение усталости рук врача. Возможность автоклавирования рукоятки (3 минуты при температуре 134°C). Идеальное решение для работы с прямыми композитными винирами. 	5300 CompoRoller™ Assorted Kit Рукоятка, 49 насадок
Sycamore Interdental 	Межзубные клинья из платана	<ul style="list-style-type: none"> Оптимальная анатомическая форма. Соответствие вогнутых боковых поверхностей межзубной морфологии. Надежная фиксация клина благодаря прямоугольному концу. Предотвращение повреждения сосочков благодаря изогнутому острiu. Высокая прочность и сжимаемость благодаря безосколочной древесине платана. 8 различных форм с цветовой маркировкой. 	Hawe Sycamore Interdental (100 шт.): 822/10 – оранжевые 822/05 – мини, бирюзовые 822/20 – белые 822/30 – зелёные 822/40 – жёлтые 822/50 – синие 822/60 – красные 826 Hawe Sycamore Interdental набор в диспенсере (500 шт.)

Аксессуары для финирирования и полировки

Продукт	Описание	Преимущества	Артикул
OptiDisc® 	Полировочные диски	<ul style="list-style-type: none"> Хороший обзор рабочего поля благодаря прозрачности диска. Высокая гибкость благодаря малой толщине диска. Высокая эффективность абразивного слоя и сохранение свойств благодаря износостойкому полиэстеру с частицами оксида алюминия. Точная обработка полируемой поверхности без царапин на поверхности зубов и реставрации и без повреждения мягких тканей благодаря отсутствию выступающего держателя. Наличие укороченного держателя для труднодоступных мест. Запатентованная форма дискодержателя. Понятная система цветовой кодировки. Оптимальная передача вращающего момента, отсутствие скольжения и чувствительности к количеству оборотов. 	4200 OptiDisc® General Assorted Kit (240 шт.) 4181 OptiDisc® Средние, 9,6 мм (100 шт.) 4184 OptiDisc® Средние, 12,6 мм (100 шт.) 4198 OptiDisc® грубые, 12,6 мм (80 шт.) 4197 OptiDisc® грубые, 9,6 мм (80 шт.)
Occlubrush® 	Полировочная щеточка	<ul style="list-style-type: none"> Эффективная окончательная полировка окклюзионной поверхности и полировка до зеркального блеска. Успешная полировка композитов, компомеров, стеклоиномерных цемента и керамики. Отсутствие необходимости в применении полировочной пасты, так как полирующие частицы встроены в щетинки. Идеальное решение для жевательной группы зубов. 3 формы: чашечка, маленькая чашечка, острый кончик. Многоразовое использование без потери качества (возможность автоклавирования). 	2520 Occlubrush® Assorted Kit (15 шт.) 2510 Occlubrush® Стандартная чашечка (10 шт.)
OptiStep™ 	Одноэтапная полировочная система для финишной обработки композитов	<ul style="list-style-type: none"> Одношаговая полировка композитных реставраций от удаления микроцарапин до придания сухого блеска. Уменьшение шероховатости поверхности и предотвращение скопления микроорганизмов. Экономия времени и достижение результата, сравнимого с использованием многоэтапных полировочных систем. Контроль абразивности и возможность ее изменения в зависимости от нажатия на инструмент. Легкая полировка труднодоступных мест различными формами щеточек - пламя, чашечка и диск. Длительное сохранение рабочих свойств благодаря прочному позолоченному дискодержателю и уникальной абразивной матрице. Возможность многократного использования (до 20 раз) благодаря автоклавированию. Использование как с водяным охлаждением (до 20 000 об/мин), так и без него (до 5 000 об/мин). 	8000 OptiStep, Assortment Kit 12 полиров для композитов (по 4 шт.): пламя, чашечка, диск 8004 OptiStep, Mini Kit 6 полиров для композитов (по 2 шт.): пламя, чашечка, диск Полиры OptiStep (12 шт.) 8001 - пламя 8002 - чашечка 8003 - диск
Полиры Identoflex® Composite 	Трехэтапная полировочная система для обработки композитов	<ul style="list-style-type: none"> Оптимальное соотношение цены и эффективности. Возможность легкого контроля этапов обработки благодаря цветовым обозначениям. Возможность использования для всех поверхностей. 	ID 5101/8 Identoflex®, набор для предварительной полировки 8 полиров (по 2 шт.): чашечка, диск, острый кончик, малый острый кончик ID 5501/8 Identoflex®, набор для полировки до зеркального блеска 8 полиров (по 2 шт.): чашечка, диск, острый кончик, малый острый кончик